

Technische gegevens

De laboratoriumautoclaaf HiClave-Q is ideaal voor kleine proefhoeveelheden. Dankzij het snel sluitende deksel is de reactor snel inzetbaar en eenvoudig te reinigen.

Verschillende reactorvolumes, een roerdoorvoer en aansluitmogelijkheden voor vloeistoffen en temperatuursensoren maken een individuele aanpassing van het systeem mogelijk.

De laboratoriumautoclaaf HiClave-Q is dé ideale oplossing voor mengprocessen – ook bij snelle wisselingen van verschillende reactoren in uw laboratorium!



modulair • compact • doordacht

Eigenschappen en kenmerken

- Snel sluitende deksel HiClave-Q
- Inwendige en vervangbare afdichting
- Roestvrij staal, Hastelloy® of roestvrij staal met tantaalcoating
- Extra PTFE-inzetstukken beschikbaar voor inert oppervlak (max. 250 °C)
- Tot 8 individueel configureerbare aansluitingen
- Geschikt voor (magnetische) roerdoorvoer of magnetische roerplaten

Technische gegevens

Reaktormateriaal	Roestvrij staal Hastelloy®			
totale inhoud	250	500	1000	ml
Max. toelaatbare temperatuur ¹⁾	350			°C
Max. toelaatbare druk	100			bar

¹⁾ Bij PTFE-inzetstukken bedraagt de maximale temperatuur 250 °C.

Bijzonderheden

Variable aansluitingen



Snel sluitende deksel



Inerte PTFE-inzetstukken



En bij afwijkende eisen? Naast HiClave-Q bieden wij graag alternatieve oplossingen voor uw toepassingen in het laboratorium of technicum.
Neem gerust contact met ons op!

JUCHHEIM Laborgeräte GmbH

Handwerkstraße 3 - 7
54470 Bernkastel-Kues

T +49 (0) 6531 / 96 44 0
F +49 (0) 6531 / 96 44 15

info@juchheim-gmbh.de
www.juchheim-gmbh.de

