

Technische gegevens

De laboratoriumautoclaaf HiClave-f is ideaal voor kleine proefhoeveelheden die dankzij het stabiele deksel aan hoge temperaturen en hoge druk moeten worden blootgesteld.

Verschillende reactorvolumes, een doorvoer voor roerwerken en aansluitmogelijkheden voor vloeistoffen en temperatuursensoren maken een individuele aanpassing van het systeem mogelijk.

De laboratoriumautoclaaf HiClave-f is dé ideale oplossing voor kleinere mengprocessen – ook bij hoge temperaturen en hoge druk!



modulair • compact • doordacht

Eigenschappen en kenmerken

- Hoge temperatuur, hoge druk dankzij HiClave-f
- Inwendige en vervangbare afdichting
- Roestvrij staal, Hastelloy® of roestvrij staal met tantaalcoating
- Extra PTFE-inzetstukken beschikbaar voor inert oppervlak (max. 250 °C)
- Tot 8 individueel configureerbare aansluitingen
- Geschikt voor (magnetische) roerdoorvoer of magnetische roerplaten

Technische gegevens

Reaktormateriaal	Roestvrij staal Hastelloy®			
totale inhoud	250	500	1000	ml
Max. toelaatbare temperatuur ¹⁾	350 (optioneel 500)			°C
Max. toelaatbare druk	100 (optioneel 400)			bar

¹⁾ Bij PTFE-inzetstukken bedraagt de maximale temperatuur 250 °C.

Bijzonderheden

Variable aansluitingen



Stabiele deksel als flens



Inerte PTFE-inzetstukken



En bij afwijkende eisen? Naast HiClave-f bieden wij graag alternatieve oplossingen voor uw toepassingen in het laboratorium of technicum.
Neem gerust contact met ons op!

JUCHHEIM Laborgeräte GmbH

Handwerkstraße 3 - 7
54470 Bernkastel-Kues

T +49 (0) 6531 / 96 44 0
F +49 (0) 6531 / 96 44 15

info@juchheim-gmbh.de
www.juchheim-gmbh.de

